

医療機器編

MEDICAL EQUIPMENT

KTCメディカルは
適切なトルク管理から
患者のQOL向上をサポートします

KTCメディカル製品の詳細・お問い合わせはKTCメディカルサイトをご覧ください

URL ▶ medical.ktc.jp



KTCメディカル事業のご紹介



※本ページ掲載のアイテムは、医療従事者の方（医師、歯科医師、歯科技工士等）のみが使用するものであり、一般の方への販売は行っていません。

歯科用インプラント手術器具

Newton-1[®]

ニュートン・ワン PAT



インプラント
手術器具

10~60N・cm

オートクレーブ
135℃対応
レンチ本体、
レンチアダプタのみ

適用

マルチドライバ
(4.0mmsq.)

『力加減』をデジタル化!

- ・デジタル式のメリットを活かし、オーバートルクによるリスクを低減。
- ・全てのコントラ用ハンドピースと接続して手動コントロール



インプラント臨床に活躍する
デジタルトルクレンチ

⚠ 生産終了品につき、在庫確認の上ご発注ください

一般医療機器 販売名: newton-1

医療機器届出番号: 26B3X10009130002

販売名: newton-1専用レンチアダプタ 医療機器届出番号: 26B3X10009130011

歯科用インプラント手術器具
トルクラチェットレンチプラス



インプラント
手術器具

20~100N・cm

オートクレーブ
135℃対応

適用

マルチドライバ
(4.0mmsq.)

このレンチ1本で、どのインプラントにも対応

- ・専用アダプタを介し、全てのコントラハンドピースと接続可能。
- ・外科や補綴において、臼歯・隣在歯箇所に効果的。
- ・従来のトルクラチェットレンチに比べ、ヘッドがコンパクトになり、柄はロング仕様に改良。さらに使いやすくなりました。



48枚ギアのラチェットが狭小口
腔内でスムーズ施術



読取りミスを低減する置き針

一般医療機器 販売名:トルクラチェットレンチプラス 医療機器届出番号: 26B3X10009250001

歯科用インプラント手術器具
トルクレンチLight



インプラント
手術器具

15~80N・cm

オートクレーブ
135℃対応

適用

マルチドライバ
(4.0mmsq.)

スクレュードライバ・挿入ジグ等は直接接続可能

- ・PEEK材樹脂素材を活かし、1本で簡便で快適な施術を支援。
- ・即時荷重用のジグを接続し、80N・cmまでカバー。



補綴の締結から即時荷重・
撤去まで



マルチドライバのドライバを
接続し、メンテナンスが容易

一般医療機器 販売名:トルクレンチLight 医療機器届出番号: 26B3X10009200001

・適切な資格者にて使用してください。

歯科用インプラント手術器具 マルチドライバセット

オートクレーブ
135℃対応

インプラント補綴のメンテナンスに最適

- ・新規患者さまにも対応できるレスキュードライバ。
- ・ドライバ6本で30を超えるインプラントシステムをカバー。



補綴スクリューをしっかりとキャッチ



ホルダーは手回し用、差込み角は4mm仕様

一般医療機器 販売名：マルチドライバ 医療機器届出番号：26B3X10009170022

トルク関連機器選び方

タイプ別特徴一覧

製品名	外科用途 埋込トルク計測	補綴用途 アパットメント スクリューの締結 メンテナンス	技工用途 技工スクリューの締結	研究用途 評価・データ取り	精度レベル	締／緩対応
 マルチドライバ	×	◎ 最適なフィットで スクリュー変形防止	○ 最適なフィットで スクリュー変形防止	×	—	○/△
 トルクラチェットレンチプラス	○ スムーズなギアで 患者負担軽減 時間短縮	◎ オーバートルクによる 破損、緩み防止	△	○	◎	○/△
 トルクトレンチLight	◎	○	△	△	○	○/○
 Newton-1	○ デジタル計測で 高精度記録	◎ オーバートルクによる 破損、緩み防止	△	◎	◎ 微小トルク値の計測可能	○/○

◎：最適(高い) ○：適用 △：一部負荷 ×：不可 —：用途外

シリコントレイ ホールタイプ・フラットタイプ

オートクレーブ
135℃対応

薬機法適用外品

繰り返し洗えて、キレイ・快適 長く続く

- ・医療分野として
ラックで器具類を保持、通気孔付きでそのまま洗浄・滅菌が可能。
- ・多目的用途として
クッション性・滑り止め効果に優れ、医療分野だけでなく、一般作業用としても幅広く使用可能。



ホールタイプM

ホールタイプR



フラットタイプM

フラットタイプR



フラットタイプL



医療分野
能率・効率、機器器具の保護と保持に最適



多目的
身の回り品置き等、クリーンで多目的に活用

・適切な資格者にて使用してください。